

Rollator '286E'

Vouwbare Rollator

Deze inklapbare rollator met vier wielen is voorzien van een afneembaar metalen mandje, een plexitafel, een zitgedeelte en een krukkenhouder.

Als u het mandje weglaat hebt u onderaan nog een rooster waar u gemakkelijk iets kan op zetten om mee te vervoeren. De 286E rollator is eenvoudig en snel inklapbaar, de ideale rollator voor transport.

Kleur	: Champagne
Breedte	: 590 mm
Hoogte	: 780 - 870 mm
Diepte	: 644 mm
Zithoogte	: 605 mm
Zitbreedte	: 430 mm
Gewicht	: 11 kg
Gebruikers- gewicht	: 120 kg



€ 75,-

VAN PELT
revalidatiestoffeerderij en - accessoires

Swammerdamweg 4
3401 MP IJsselstein
030-6887130
www.van-pelt.nl
info@van-pelt.nl