

# Rollator 'Four-Light'

## Moderne lichtgewicht rollator

De Four-Light is een lichtgewicht design rollator. De aluminium rollator is standaard voorzien van handremmen met een parkeerrem. Naast de zitmat heeft deze rollator eveneens een rugsteun, hierdoor kunt u niet alleen comfortabel maar ook veilig gaan zitten.

Deze rollator wordt standaard voorzien van een handig boodschappentasje



Kleur	: Grijs
Breedte	: 650 mm
Hoogte	: 805 - 930 mm
Diepte	: 700 mm
Zithoogte	: 610 mm
Zitbreedte	: 450 mm
Gewicht	: 7,2 kg
Gebruikersgewicht	: 130 kg

€ 235,-

**VAN PELT**  
revalidatiestoffeerderij en - accessoires

Swammerdamweg 4  
3401 MP IJsselstein  
030-6887130  
[www.van-pelt.nl](http://www.van-pelt.nl)  
[info@van-pelt.nl](mailto:info@van-pelt.nl)