

Rollator 'Quadri-Light'

Extra licht en gemakkelijk meeneembaar

De Quadri light is een lichtgewicht design rollator. Met één eenvoudige handbeweging vouwt u de rollator in de breedte samen. Wanneer deze is opgevouwen kan de rollator nog verder worden verkleind zodat u deze in een transportzak mee op reis kunt nemen.

De aluminium rollator is standaard voorzien van handremmen met een parkeerrem. Naast de zitmat heeft deze rollator eveneens een rugsteun, hierdoor kunt u niet alleen comfortabel maar ook veilig gaan zitten. Standaard wordt de rollator geleverd met een boodschappennet.



Kleur	: Grijs
Breedte	: 650 mm
Hoogte	: 805 - 930 mm
Diepte	: 700 mm
Zithoogte	: 610 mm
Zitbreedte	: 450 mm
Gewicht	: 7,2 kg
Gebruikersgewicht	: 130 kg

€ 199,-

VAN PELT
revalidatiestoffeerderij en - accessoires

Swammerdamweg 4
3401 MP IJsselstein
030-6887130
www.van-pelt.nl
info@van-pelt.nl